



Varianta 1 - **stahovací obojek** - pro měření není příliš vhodný, protože často psovi velikostně příliš nesedí. Měří se jeden z kroužku a délka řetězu, druhý kroužek se již neměří.

Varianta 2 - **nylonový nastavovací obojek** - pro měření nejvhodnější. Nastaví se tak, jak ho pes běžně nosí na krku, následně se sundá a změří se jeho délka, včetně spony na jedné straně, ale bez tří zubů na straně druhé.

Varianta 3 - **nastavovací kožený obojek** - změří se včetně spony až po díрку do které psovi obojek zapínáte.



**Obvod krku psa** - měří se na těsno, tak aby psa neškrtl, ale aby pod metrem nebyla žádná mezera nebo třeba spousta psích chlupů. K měření je nejlepší použít krejčovský metr.

